آزمایشگاه گیاهپزشکی و بیماری‌شناسی گیاهی دانشگاه جیرفت **دستورالعمل کار با دستگاه سانتریفیوژ**	**AG-PP-E-0007** **شماره بازنگری:** **تاریخ تنظیم و بازنگری: ۱۴۰۵/۰۷/۲۷** **تعداد صفحه: ۱**	وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه جیرفت

هدف: این دستور العمل، استفاده از دستگاه سانتریفیوژ مدل Centurion-K280R ساخت کشور انگلستان، واقع در آزمایشگاه بیماری‌شناسی دانشگاه جیرفت شرح می¬دهد.

دامنه کاربرد: این دستگاه با استفاده از نیروی گریز از مرکز، اجزای یک مخلوط را بر اساس اختلاف چگالی از یکدیگر جدا می کند.

مسئولیت:کارشناس آزمایشگاه در هنگام کار با این دستگاه مسئولیت اجرای این دستورالعمل را به عهده دارد.

کارشناس: نسرین سیدی - کارشناس آزمایشگاه گیاهپزشکی و بیماری شناسی گیاهی

شماره تماس: ۴۳۲۱۳۰۰۰-۰۳۴ داخلی ۱۸۲- ۱۴۱ ایمیل: Seyyedeenasrin@ujiroft.ac.ir

ارائه خدمات: شنبه تا چهارشنبه ۰۷:۰۰ الی ۱۳:۰۰

مشخصات فنی دستگاه:

شرکت سازنده: United Kingdom- Centurion

مدل دستگاه:K280R

مفاد دستورالعمل:

۱- از سالم بودن دستگاه و روتور اطمینان حاصل کنید.

۲- نمونه‌ها را در لوله‌های مناسب و با حجم یکسان (بالانس) قرار دهید.

۳- سرعت، دما و زمان را مطابق روش آزمون تنظیم کنید.

۴- درب دستگاه را بسته و تا توقف کامل روتور از باز کردن آن خودداری کنید.

۵- پس از پایان کار، نمونه‌ها را خارج کرده و داخل دستگاه را در صورت نیاز تمیز و ضدعفونی کنید.

۶- در صورت مشاهده لرزش، صدای غیرعادی یا خطا، دستگاه را متوقف کرده و به مسئول آزمایشگاه اطلاع دهید.

۷- پس از اتمام کار، دستگاه را خاموش کرده و اطلاعات استفاده را ثبت کنید.