آزمایشگاه گیاهپزشکی و بیماری‌شناسی گیاهی دانشگاه جیرفت **دستورالعمل کار با دستگاه انکوباتور**	**AG-PP-E-0008** **شماره بازنگری:** **تاریخ تنظیم و بازنگری: ۱۴۰۵/۰۷/۲۷** **تعداد صفحه: ۱**	وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه جیرفت

هدف: این دستور العمل، استفاده از دستگاه انکوباتور مدل FINETECH-SBOD-201 ساخت کشور کره، واقع در آزمایشگاه بیماری‌شناسی دانشگاه جیرفت شرح می‌دهد.

دامنه کاربرد: این دستگاه شرایط محیطی کنترل‌شده، به‌ویژه دما و در برخی مدل‌ها رطوبت و نور را فراهم می‌کند تا رشد و نگهداری نمونه‌های زیستی در شرایط مطلوب انجام شود. در آزمایشگاه بیماری شناسی این دستگاه دمای کنترل‌شده و پایدار برای رشد، نگهداری و انکوباسیون نمونه‌های گیاهی، قارچی و باکتریایی ایجاد می‌کند.

مسئولیت: کارشناس آزمایشگاه در هنگام کار با این دستگاه مسئولیت اجرای این دستورالعمل را به عهده دارد.

کارشناس: نسرین سیدی – کارشناس آزمایشگاه گیاهپزشکی و بیماری شناسی گیاهی

شماره تماس: ۴۳۲۱۳۰۰۰-۰۳۴ داخلی ۱۸۲- ۱۴۱ ایمیل: Seyyedeenasrin@ujiroft.ac.ir

ارائه خدمات: شنبه تا چهارشنبه ۰۷:۰۰ الی ۱۳:۰۰

مشخصات فنی دستگاه:

شرکت سازنده: Korea - FINETECH

مدل دستگاه: SBOD-201

مفاد دستورالعمل:

۱- از تمیز بودن دستگاه و تنظیم صحیح دما اطمینان حاصل کنید.

۲- کلیه نمونه‌ها قبل از قرار دادن در دستگاه باید دارای برچسب مشخصات (نام یا کد نمونه و تاریخ) باشند.

۳- نمونه‌ها را به‌گونه‌ای داخل دستگاه قرار دهید که مسیر گردش هوا مسدود نشود.

۴- دمای موردنظر را تنظیم کرده و پس از رسیدن به دمای تنظیم‌شده، نمونه‌ها را داخل دستگاه قرار دهید.

۵- از باز و بسته کردن مکرر درب دستگاه خودداری کنید.

۶- پس از پایان کار، نمونه‌ها را خارج کرده و در صورت نیاز داخل دستگاه را تمیز و ضدعفونی کنید.

۷- در صورت مشاهده نوسان دما یا بروز خطا، دستگاه را از مدار خارج و به مسئول آزمایشگاه اطلاع دهید.