آزمایشگاه گیاهپزشکی و بیماری‌شناسی گیاهی دانشگاه جیرفت **دستورالعمل کار با دستگاه هود شیمیایی**	**AG-PP-E-0012** **شماره بازنگری:** **تاریخ تنظیم و بازنگری: ۱۴۰۵/۰۷/۲۷** **تعداد صفحه: ۱**	وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه جیرفت

هدف: این دستور العمل، استفاده از دستگاه هودشیمیایی ساخت کشور ایران، واقع در آزمایشگاه بیماری‌شناسی دانشگاه جیرفت شرح می‌دهد.

دامنه کاربرد: این دستگاه برای حفاظت از کاربر و محیط آزمایشگاه در برابر بخارات، گازها، دود و مواد شیمیایی خطرناک استفاده می‌شود. این دستگاه با ایجاد جریان هوا، بخارات مضر را از فضای کار خارج کرده و از طریق سیستم تهویه به بیرون منتقل می‌کند و برای کار با اسیدها، بازها، حلال‌های آلی و سایر مواد فرار کاربرد دارد.

مسئولیت: کارشناس آزمایشگاه در هنگام کار با این دستگاه مسئولیت اجرای این دستورالعمل را به عهده دارد.

کارشناس: نسرین سیدی – کارشناس آزمایشگاه گیاهپزشکی و بیماری شناسی گیاهی

شماره تماس: ۴۳۲۱۳۰۰۰-۰۳۴ داخلی ۱۸۲- ۱۴۱ ایمیل: Seyyedeenasrin@ujiroft.ac.ir

ارائه خدمات: شنبه تا چهارشنبه ۰۷:۰۰ الی ۱۳:۰۰

مشخصات فنی دستگاه:

شرکت سازنده: ایران

مدل دستگاه: -

مفاد دستورالعمل:

۱- قبل از شروع کار، از روشن بودن فن و عملکرد صحیح هود اطمینان حاصل کنید.

۲- شیشه جلویی را در ارتفاع استاندارد و توصیه‌شده نگه دارید.

۳- مواد شیمیایی را حداقل ۱۵ سانتی‌متر داخل هود قرار دهید تا بخارات به‌خوبی مکش شوند.

۴- از نگهداری دائمی مواد شیمیایی یا تجهیزات غیرضروری داخل هود خودداری کنید.

۵- پس از پایان کار، سطح هود را تمیز کرده، مواد شیمیایی را خارج نموده و در صورت عدم نیاز، فن را خاموش کنید.

۶- در صورت کاهش مکش، ایجاد بوی مواد شیمیایی یا هر گونه نقص، دستگاه را از مدار خارج کرده و به مسئول آزمایشگاه اطلاع دهید.

مرجع:

کاتالوگ دستگاه