آزمایشگاه گیاهپزشکی و بیماری‌شناسی گیاهی دانشگاه جیرفت **دستورالعمل کار با ترازوی ۰,۰۰۱**	**AG-PP-E-0014** **شماره بازنگری:** **تاریخ تنظیم و بازنگری: ۱۴۰۵/۰۷/۲۷** **تعداد صفحه: ۱**	وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه جیرفت

هدف: این دستور العمل، استفاده از دستگاه ترازو مدل A & D - Fx-300GP و ساخت کشور کره، واقع در آزمایشگاه بیماری‌شناسی دانشگاه جیرفت شرح می‌دهد.

دامنه کاربرد: این دستگاه برای اندازه‌گیری جرم نمونه‌ها با دقت بالا استفاده می‌شود. برای توزین مواد شیمیایی، محیط‌های کشت، نمونه‌های گیاهی، تهیه محلول‌ها و معرف‌های آزمایشگاهی مناسب است.

مسئولیت: کارشناس آزمایشگاه در هنگام کار با این دستگاه مسئولیت اجرای این دستورالعمل را به عهده دارد.

کارشناس: نسرین سیدی - کارشناس آزمایشگاه گیاهپزشکی و بیماری شناسی گیاهی

شماره تماس: ۴۳۲۱۳۰۰۰-۰۳۴ داخلی ۱۸۲- ۱۴۱ ایمیل: Seyyedeenasrin@ujiroft.ac.ir

ارائه خدمات: شنبه تا چهارشنبه ۰۷:۰۰ الی ۱۳:۰۰

مشخصات فنی دستگاه:

شرکت سازنده: A & D –Korea

مدل دستگاه:Fx-300GP

مفاد دستورالعمل:

۱- از تراز بودن، تمیز بودن و کالیبره بودن دستگاه اطمینان حاصل کنید.

۲- قبل از توزین، دستگاه را روشن کرده و منتظر پایدار شدن نمایشگر بمانید.

۳- ظرف توزین را روی کفه قرار داده و در صورت نیاز دکمه Zero را فشار دهید.

۴- نمونه را به‌آرامی داخل ظرف اضافه کرده و وزن را پس از ثابت شدن نمایشگر ثبت کنید.

۵- از قرار دادن بار بیش از ظرفیت مجاز دستگاه و ایجاد ضربه به کفه توزین خودداری کنید.

۶- پس از پایان کار، کفه را تمیز کرده، دستگاه را خاموش نموده و هرگونه نقص یا خطا را به مسئول آزمایشگاه گزارش دهید.

دانشگاه جیرفت

مرجع:

کاتالوگ دستگاه