آزمایشگاه گیاهپزشکی و بیماری‌شناسی گیاهی دانشگاه جیرفت **دستورالعمل کار با دستگاه آب مقطرگیر**	**AG-PP-E-0022** **شماره بازنگری:** **تاریخ تنظیم و بازنگری: ۱۴۰۵/۰۷/۲۷** **تعداد صفحه: ۱**	وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه جیرفت

هدف: این دستور العمل، استفاده از دستگاه آب مقطرگیر شرکت کیسان تجهیز سبزواران و ساخت کشور ایران، واقع در آزمایشگاه بیماری‌شناسی دانشگاه جیرفت شرح می‌دهد.

دامنه کاربرد: این دستگاه برای تولید آب مقطر جهت تهیه محلول‌ها، محیط‌های کشت، شست‌وشوی شیشه‌آلات و سایر کاربردهای آزمایشگاهی استفاده می‌شود.

مسئولیت: کارشناس آزمایشگاه در هنگام کار با این دستگاه مسئولیت اجرای این دستورالعمل را به عهده دارد.

کارشناس: نسرین سیدی - کارشناس آزمایشگاه گیاهپزشکی و بیماری شناسی گیاهی

شماره تماس: ۴۳۲۱۳۰۰۰-۰۳۴ داخلی ۱۸۲- ۱۴۱ ایمیل: Seyyedeenasrin@ujiroft.ac.ir

ارائه خدمات: شنبه تا چهارشنبه ۰۷:۰۰ الی ۱۳:۰۰

مشخصات فنی دستگاه:

شرکت سازنده: کیسان تجهیز سبزواران - ایران

مدل دستگاه: -

مفاد دستورالعمل:

۱- از سالم بودن دستگاه و اتصالات آب اطمینان حاصل کنید.

۲- از برقرار بودن جریان آب خنک‌کننده قبل از روشن کردن دستگاه مطمئن شوید.

۳- آب تولیدشده را در ظروف تمیز، دربسته و دارای برچسب مشخصات نگهداری کنید.

۴- مخزن تقطیر را به‌طور منظم از رسوبات تمیز و رزین را طبق برنامه احیا یا تعویض کنید.

۵- پس از پایان کار، دستگاه را خاموش کرده و جریان آب را قطع نمایید.

۶- در صورت مشاهده نشتی، کاهش کیفیت آب یا هرگونه نقص، دستگاه را از مدار خارج کرده و به مسئول آزمایشگاه اطلاع دهید.

دانشگاه جیرفت