آزمایشگاه گیاهپزشکی و بیماری‌شناسی گیاهی دانشگاه جیرفت **دستورالعمل کار با دستگاه شیکر**	**AG-PP-E-0024** **شماره بازنگری:** **تاریخ تنظیم و بازنگری: ۱۴۰۵/۰۷/۲۷** **تعداد صفحه: ۱**	وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه جیرفت

هدف: این دستور العمل، استفاده از دستگاه شیکر مدل**1300** STM شرکت پرشیامد (صامع) و ساخت کشور ایران، واقع در آزمایشگاه بیماری‌شناسی دانشگاه جیرفت شرح می‌دهد.

دامنه کاربرد: شیکر دستگاهی است که برای مخلوط‌کردن، همگن‌سازی یا ایجاد تماس یکنواخت بین نمونه و حلال/محلول استفاده می‌شود. نمونه معمولاً داخل ارلن، بالن، لوله آزمایش یا ظروف مخصوص قرار می‌گیرد و شیکر با حرکت مکانیکی آن را به حرکت درمی‌آورد.

مسئولیت:کارشناس آزمایشگاه در هنگام کار با این دستگاه مسئولیت اجرای این دستورالعمل را به عهده دارد.

کارشناس: نسرین سیدی - کارشناس آزمایشگاه گیاهپزشکی و بیماری شناسی گیاهی

شماره تماس: ۰۳۴-۴۳۲۱۳۰۰۰ داخلی ۱۸۲- ۱۴۱ ایمیل: Seyyedeenasrin@ujiroft.ac.ir

ارائه خدمات: شنبه تا چهارشنبه ۰۷:۰۰ الی ۱۳:۰۰

مشخصات فنی دستگاه:

شرکت سازنده: **ایران- پرشیامد (صامع)**

مدل دستگاه:STM 1300

مفاد دستورالعمل:

۱- دستگاه را روی سطح صاف و محکم قرار دهید.

۲- ظروف را محکم و متعادل روی دستگاه قرار دهید.

۳- دستگاه را با سرعت کم روشن و سپس سرعت را افزایش دهید.

۴- از ظرف‌های ترک‌خورده یا بیش‌ازحد پر استفاده نکنید.

۵- هنگام کار به لرزش و صدای غیرعادی توجه کنید.

۶- در صورت بروز مشکل، دستگاه را خاموش کنید و تا توقف کامل به قسمت متحرک دست نزنید.

۷- هنگام کار با مواد شیمیایی از دستکش، عینک و روپوش مناسب استفاده کنید.

۸- پس از پایان کار، سرعت را کم کرده، دستگاه را خاموش و سپس ظروف را بردارید.

۹- دستگاه را بعد از کار تمیز و خشک نگه دارید.

مرجع:

کاتالوگ دستگاه