آزمایشگاه گیاهپزشکی و بیماری‌شناسی گیاهی دانشگاه جیرفت **دستورالعمل کار با دستگاه ژرمیناتور**	**AG-PP-E-0030** **شماره بازنگری:** **تاریخ تنظیم و بازنگری: ۱۴۰۵/۰۷/۲۷** **تعداد صفحه: ۱**	وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه جیرفت

هدف: این دستور العمل، استفاده از دستگاه ژرمیناتور ساخت کشور ایران، واقع در آزمایشگاه گیاهپزشکی دانشگاه جیرفت شرح می¬دهد.

دامنه کاربرد: این دستگاه ژرمیناتور دستگاهی است که شرایط کنترل‌شده دما، رطوبت و در برخی مدل‌ها نور را برای جوانه‌زنی بذرها، رشد اولیه گیاهان و پرورش و نگهداری حشرات آزمایشگاهی فراهم می کند.

مسئولیت:کارشناس آزمایشگاه در هنگام کار با این دستگاه مسئولیت اجرای این دستورالعمل را به عهده دارد.

کارشناس: نسرین سیدی - کارشناس آزمایشگاه گیاهپزشکی و بیماری شناسی گیاهی

شماره تماس: ۴۳۲۱۳۰۰۰-۰۳۴ داخلی ۱۸۲- ۱۴۱ ایمیل: Seyyedeenasrin@ujiroft.ac.ir

ارائه خدمات: شنبه تا چهارشنبه ۰۷:۰۰ الی ۱۳:۰۰

مشخصات فنی دستگاه:

شرکت سازنده: ایران- گروک

مدل دستگاه: -

مفاد دستورالعمل:

۱- از تمیز بودن محفظه و عملکرد صحیح دستگاه اطمینان حاصل کنید.

۲- دما، رطوبت و در صورت نیاز برنامه نوری را مطابق روش آزمون تنظیم کنید.

۳- از باز و بسته کردن مکرر درب دستگاه خودداری کنید تا شرایط داخلی ثابت بماند.

۴- پس از پایان آزمایش، نمونه‌ها را خارج کرده و داخل دستگاه را تمیز و ضدعفونی کنید.

۵- در صورت مشاهده نوسان دما، رطوبت یا هرگونه نقص، دستگاه را از مدار خارج کرده و به مسئول آزمایشگاه اطلاع دهید.

مرجع:

کاتالوگ دستگاه

دانشگاه جیرفت