ترازو

Balance

ترازو برای توزین نمونه‌ها، مواد و ظروف آزمایشگاهی استفاده می‌شود .این دستگاه در فعالیت‌های عمومی آزمایشگاه خاکشناسی برای تعیین جرم نمونه و مواد مورد نیاز آزمون‌ها کاربرد دارد و می‌تواند در مراحل مختلف آماده‌سازی نمونه و تهیه محلول مورد استفاده قرار گیرد .پیش از هر اندازه‌گیری باید وضعیت صفر دستگاه بررسی شود و نمونه در مرکز محل توزین قرار گیرد .قرار دادن ترازو در محیط دارای لرزش، جریان شدید هوا یا تغییرات نامناسب محیطی می‌تواند دقت اندازه‌گیری را کاهش دهد .تمیز نگه داشتن محل توزین، جلوگیری از ریختن مواد روی دستگاه و کنترل دوره‌ای صحت عملکرد و کالیبراسیون از اقدامات ضروری نگهداری است.